

## Harzmischung für Orthesen in Acrylharztechnik

Harzmischung	Gießharz weich (103 e)	Laminierharz (80 : 20)	Siegelharz	Härter-Löffel (1,5 Gramm)	Härter in Gramm	
					Mittelwert	von - bis
400 <sub>g</sub>	250 <sub>g</sub>	150 <sub>g</sub>		5,0 <sub>x</sub>	ist 7,5g	5,5g - 9,5g
350 <sub>g</sub>	219 <sub>g</sub>	131 <sub>g</sub>		4,4 <sub>x</sub>	ist 6,6g	4,8g - 8,3g
300 <sub>g</sub>	188 <sub>g</sub>	113 <sub>g</sub>		3,8 <sub>x</sub>	ist 5,6g	4,1g - 7,2g
250 <sub>g</sub>	156 <sub>g</sub>	94 <sub>g</sub>		3,1 <sub>x</sub>	ist 4,7g	3,4g - 5,9g
200 <sub>g</sub>	125 <sub>g</sub>	75 <sub>g</sub>		2,5 <sub>x</sub>	ist 3,8g	2,8g - 4,8g
150 <sub>g</sub>	94 <sub>g</sub>	56 <sub>g</sub>		1,9 <sub>x</sub>	ist 2,8g	2,1g - 3,6g
100 <sub>g</sub>	63 <sub>g</sub>	38 <sub>g</sub>		1,3 <sub>x</sub>	ist 1,9g	1,4g - 2,4g
50 <sub>g</sub>	31 <sub>g</sub>	19 <sub>g</sub>		0,6 <sub>x</sub>	ist 0,9g	0,7g - 1,2g
			100 <sub>g</sub>	1,3 <sub>x</sub>		2,0g - 3,0g
			50 <sub>g</sub>	0,7 <sub>x</sub>		1,0g - 1,5g

Stand Januar 2006

- Der Härteranteil nach Herstellerangaben.** Bei Gießharz weich 1-2 %, bei Laminierharz und Siegelharz 2-3 %.  
**Achtung:** Bei Siegelharz empfehlen wir das Minimum an Härteranteil, damit der Guss nicht zu schnell aushärtet.
- Für die Herstellung mit 5 Lagen Perlon-Trikot (oder 4 Lagen Perlon-Trikot mit 1 Lage Dekostoff). Verbindung der Teile mit Glass-seidenband.
- Die Orthesensohle mit 2 Carbonflechtschläuchen wird zuvor mit Siegelharz getränkt.