

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie


Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026


Montage-Werkzeug

Präzises Montagewerkzeug für die sichere, korrekte und effiziente Verarbeitung unserer Orthesengelenke.




Montage-A-EH-GV

Einfädelhilfe für Blocker, Konso, Konso-0/5, Varo-KA, Varo-PS, Klassik-Konso, Liber, Liber-IN, Indi, Shuttle, Ela, Naveta, Jumper, Knie- und Knöchelgelenke





Montage-K-GV-kurz

Zweilochmutterndreher für die Achsverschraubung für Jumper, Naveta, Ela- FI-Ex- und Ela-Dor- Knöchelgelenke in Größe-22 sowie alle Modos und Fokus Hüftgelenke




Montage-EH-GV-(Größe)

Einfädelhilfe für Modos-3D, Modos-2D, Fokus-3D und 2D Hüftgelenke





Montage-G-GV-lang

Zweilochmutterndreher für die Achsverschraubung von Modos und Fokus Hüftgelenke sowie Jumper, Naveta, Ela-FI-Ex- und Ela-Dor- Knöchelgelenke in Größe-22




Montage-H-Rezi-WM

Steckschlüssel für die innere Wippverschraubung



Montage-B-Rezi-GV-WM

Zweilochmutterndreher für die reziproke Achs- und Wippverschraubung



Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de