

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Übersicht der Separatoren



Separator-E

universal

► mehr auf den Seiten 140 - 141

Separator-S

für Liber

für Indi-Strecker

► mehr auf den Seiten 142 - 143

Indi-Strecker mit Separator

Separator-X

für Liber-IN-Extensor-IN-S

Liber-IN-Extensor-IN-N

► mehr auf den Seiten 144 - 145

Funktionsübersicht Separatoren

Der Separator-Schnellverschluss dient als Verbindungsschloss für die Orthese der unteren Extremität. Er ermöglicht das Trennen einer KAFO in eine AFO sowie einer HKAFO in eine AFO. **Die spielfreien Separatoren werden komplett vormontiert ausgeliefert.**



Orthese	modular	trennbar	verriegelt	kein Feilen nötig	verlängerbar	wasserbeständig	
							Separator-E Seite 140–141
							Separator-S Seite 142–143
							Separator-X Seite 144–145

► Auf den Seite 80-81 finden Sie Anwendungsmöglichkeiten von Separatoren

