

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Foot-Walker Geh-Podium




Ausstattung


Für **kleinste** bis **große** Patient:innen

Robuste **Aluminium-Ausführung**

Basis


Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

- 
- + **Körperlotverschiebung in 4 Richtungen**
ohne Demontage
 - + **Parallel verschiebbare Schrittbreite**
ohne Demontage
 - + **Einzel einstellbare Schrittlänge**
ohne Demontage
 - + **geräuschgedämpfter Bewegungsanschlag**
 - + **10° über Justierkerne**
 - + Leichtes **Entkoppeln** der Körperschale
 - + Wachstumsbedingte **Höhenanpassung**
 - + **Sichere Befestigung**
der Körperschale mit 3-Punkt Fixierung
 - Auf Wunsch** liefern wir eine **extra breite Verbindungsplatte** für größere Fußabstände
 - + **Kompatibel** mit der Verbindungsplatte zum Leicht-Walker und Stehbrett
- Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**
- Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**
- Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**




Artikel-Nr.	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Foot-Walker-klein	65 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Foot-Walker-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Foot-Walker-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten




Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Foot-Walker-KS-klein	65 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Foot-Walker-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Foot-Walker-KS-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Foot-Walker-HG-klein	65 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Foot-Walker-HG-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Foot-Walker-HG-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen und Kippschutz




Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Foot-Walker-HG-KS-klein	65 cm bis 100 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Foot-Walker-HG-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Foot-Walker-HG-KS-groß	120 cm bis 160 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm


Körperschale mit Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung und Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglicht die korrekte Lagerung der Hüft- und Kniegelenke.


Durch die Körperschale nach Maß werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegengewirkt.




Die minimale Länge von der Verbindungsplatte zum Viersterngriff beträgt bei klein 30 cm, bei mittel und groß 36cm.




geräuschgedämpft




mitwachsend




Lotverschiebung



Schrittbreite



Schrittlänge



mit 3-Punkt Fixierung



abtrennbar



gewichtsreduziert



HG = Handgriff



KS = Kippschutz

