

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Stehbrett Steh-Podium



Ausstattung

Für **kleinste** bis **große** Patient:innen

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**

Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

Basis

Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

+ 10° über **Justierkerne**

+ Leichtes **Entkoppeln** der Körperschale

+ Wachstumsbedingte **Höhenanpassung**

+ **Sichere Befestigung** der Körperschale mit 3-Punkt Fixierung


+ **Kompatibel** mit der Verbindungsplatte zum Leicht-Walker und Foot-Walker

Auf Wunsch liefern wir eine **extra breite Verbindungsplatte** für größere Fußabstände

+ **Adaption zum nächstgrößeren Stehbrett** jederzeit möglich

+ **Silikonring zum Schutz** vor Verletzungen und Beschädigungen

+ **Laufrollen mit Feststellbremse** zur Fixierung am Stehplatz





Artikel-Nr.	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T-B)	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Stehbrett-klein	65 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Stehbrett-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Stehbrett-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm
Stehbrett-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T-B)	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Stehbrett-KS-klein	65 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Stehbrett-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Stehbrett-KS-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm
Stehbrett-KS-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T-B)	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Stehbrett-HG-klein	65 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Stehbrett-HG-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Stehbrett-HG-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm
Stehbrett-HG-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm

Mit Handgriffen und Kippschutz




Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T-B)	Verbindungsplatte	für Fußabstand (Fersenmitte)
Stehbrett-HG-KS-klein	65 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	25 cm x 16 cm	23 cm bis 8 cm
Stehbrett-HG-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	32 cm x 19 cm	30 cm bis 12 cm
Stehbrett-HG-KS-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm
Stehbrett-HG-KS-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	39 cm x 22 cm	36 cm bis 18 cm


Körperschale mit Verbindungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung und Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglicht die korrekte Lagerung der Hüft- und Kniegelenke.


Durch die Körperschale nach Maß werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegen-gewirkt.




Die minimale Länge von der Verbindungsplatte zum Viersterngriff beträgt bei klein 30 cm, bei mittel und groß 36cm.




mitwachsend




Standsicherung



Stoßschutz




mit 3-Punkt Fixierung




abtrennbar




Körperlotübungen



HG = Handgriff



KS = Kippschutz



Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de