

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Stehfeld Steh-Podium



Ausstattung

Für **kleinste** bis **größte** Patient:innen

Einzigartige **Garantie von 20 Monaten**


Nachverfolgbar durch eingravierte **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**

+ **Übungen zur Haltungskontrolle** in der Therapie mit Kippbewegung über die Unterstüztzerfläche

+ **Silikonring zum Schutz** vor Verletzungen und Beschädigungen

+ **Laufträder mit Feststellbremse** zur Fixierung am Stehplatz



Basis

Komplett montiert als Einheit und als Kombiprodukt für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung


+ 10° über **Justierkerne**


+ **Sichere Befestigung** der Körperschale mit 3-Punkt Fixierung

+ Wachstumsbedingte **Höhenanpassung**

+ Mit dem **Öffnen von zwei Klemmgriffen** ist die Körperschale mit dem fest verbundenen Halteplatte aus dem Podium entnehmbar


+ Nach Helga Hirschfeld kann, **um die Haltungskontrolle zu verbessern**, zur Übung in der Therapie, ein Lagewechsel mithilfe von Kippbewegungen über die Unterstüztzerfläche ermöglicht werden





Artikel-Nr.	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T-B)	Haltungsplatte	Fußlänge	Fußabstand außen
Stehfeld-klein	65 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	22,5 cm x 29 cm	12,5 cm bis 17 cm	17,0 cm bis 23 cm
Stehfeld-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	25,5 cm x 36 cm	14,5 cm bis 22 cm	20,5 cm bis 31 cm
Stehfeld-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm
Stehfeld-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm

Mit Kippschutz zur Verhinderung des Umkippens nach hinten




Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T-B)	Haltungsplatte	Fußlänge	Fußabstand außen
Stehfeld-KS-klein	65 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	22,5 cm x 29 cm	12,5 cm bis 17 cm	17,0 cm bis 23 cm
Stehfeld-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	25,5 cm x 36 cm	14,5 cm bis 22 cm	20,5 cm bis 31 cm
Stehfeld-KS-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm
Stehfeld-KS-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm

Mit Handgriffen zum Ablegen der Hände



Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T-B)	Haltungsplatte	Fußlänge	Fußabstand außen
Stehfeld-HG-klein	65 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	22,5 cm x 29 cm	12,5 cm bis 17 cm	17,0 cm bis 23 cm
Stehfeld-HG-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	25,5 cm x 36 cm	14,5 cm bis 22 cm	20,5 cm bis 31 cm
Stehfeld-HG-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm
Stehfeld-HG-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm

Mit Handgriffen und Kippschutz




Artikel-Nr. Kombiprodukt	Körpergrößenklassifizierung	Brett (T-B)	Haltungsplatte	Fußlänge	Fußabstand außen
Stehfeld-HG-KS-klein	65 cm bis 100 cm	40 cm x 40 cm	22,5 cm x 29 cm	12,5 cm bis 17 cm	17,0 cm bis 23 cm
Stehfeld-HG-KS-mittel	80 cm bis 130 cm	45 cm x 45 cm	25,5 cm x 36 cm	14,5 cm bis 22 cm	20,5 cm bis 31 cm
Stehfeld-HG-KS-groß	120 cm bis 160 cm	50 cm x 50 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm
Stehfeld-HG-KS-groß-breit	120 cm bis 160 cm	50 cm x 70 cm	28,5 cm x 42 cm	16,5 cm bis 25 cm	22,5 cm bis 35 cm


Körperschale mit Haltungsplatte

Nur eine exakte Fußbettung und Aufrichtung des oberen Sprunggelenks ermöglicht die korrekte Lagerung der Hüft- und Kniegelenke.


Durch die Körperschale nach Maß werden über die korrekten Anlagepunkte die primären Deformitäten gestützt und den möglichen sekundären Deformitäten gezielt entgegen-gewirkt.




Die für das Kippen notwendige Unterstützungsfläche, wird individuell auf den Patienten bzw. die Therapie über die **Standfüße** abgestimmt.




mitwachsend




Stand-sicherung




Stoßschutz




mit 3-Punkt Fixierung




abtrennbar




Körperlotübungen



HG = Handgriff



KS = Kippschutz



Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de