

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Varo-KA-0-Dynamic-0-N



Ausstattung

+ **Die Krafteinheit** unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs

+ Durch Drehung **des Hebelknochens** kann **von 95 bis 115 Grad** Beugewinkelanschlag variiert werden

+ Durch **Verändern des Krafthebels** kann die **Streckkraft über 7 Positionen** reduziert oder erhöht werden

Gedämpfter Beugeanschlag

Unterschiedliche Kräfte verfügbar

Flache Basisaufnahme für nachträgliches Ergänzen

Beim Kombiprodukt werden zwei **unterschiedliche Basisaufnahmen** ausgeliefert




Abb. links


Basis

Komplett montiert mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Varo-KA-0 Kniegelenk

Als Kombiprodukt mit einem Varo-KA-0 Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Nachverfolgbar durch eigene **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**



Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt	Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)		Artikel-Nr.
Varo-KA-0-Dynamic-0-N-28	KAFO	HKAFO/RGO	Dynamic-0-N-28
Varo-KA-0-Dynamic-0-N-30			Dynamic-0-N-30
Varo-KA-0-Dynamic-0-N-32			Dynamic-0-N-32
Varo-KA-0-Dynamic-0-N-36			Dynamic-0-N-36

Varo-KA-0 mit Schwung | Varo-KA-0 gerade

gesperrt	Streckung in	Beugung in	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	kein Feilen nötig	Sperrmechanismus	wasserbeständig

