

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Varo-PS-0-Dynamic-0-S



Ausstattung

- + **Die Krafteinheit** unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs
- + Durch Verändern **des Krafthebels** kann die Streckkraft über **3 Positionen** reduziert oder erhöht werden
- + **Der Beugewinkelanschlag** beträgt für komfortables Sitzen **115°**

Gedämpfter Beugeanschlag

Unterschiedliche Kräfte verfügbar

Flache Basisaufnahme für nachträgliches Ergänzen

Beim Kombiprodukt werden zwei **unterschiedliche Basisaufnahmen** ausgeliefert




Abb. links


Basis

Komplett montiert mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Varo-PS-0 Kniegelenk


Als Kombiprodukt mit einem Varo-PS-0 Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Nachverfolgbar durch eigene **Serien-Nummer**


Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**




Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.




Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt		KAFO	HKAFO/RGO		Artikel-Nr.
Varo-PS-0-Dynamic-0-S-28		noch nicht verfügbar			Dynamic-0-S-28
Varo-PS-0-Dynamic-0-S-30		noch nicht verfügbar			Dynamic-0-S-30
Varo-PS-0-Dynamic-0-S-32		bis 50 kg	bis 40 kg		Dynamic-0-S-32
Varo-PS-0-Dynamic-0-S-36		bis 70 kg	bis 60 kg		Dynamic-0-S-36

Varo-PS-0 mit Schwung | Varo-PS-0 gerade

 gesperrt	 Streckung in	 Beugung in	 rückverlagert	 modular	 Kraftunterstützung	 kein Feilen nötig	 Sperrmechanismus	 wasserbeständig
---	---	---	--	--	---	--	---	--



Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de