

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Indi-Strecker




Ausstattung

Für **kleine** bis **große** Patient:innen

Durch Versetzen des **Gelenkkopfs**
kann der Beugewinkel verändert werden

+ Die Krafteinheit unterstützt das Kniegelenk in der
Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs.

Unterschiedliche Kräfte verfügbar



Basis


Komplett montiert mit allen benötigten Teilen
als Funktionsergänzung für ein Indi Kniegelenk

Als Kombiprodukt mit einem Indi Kniegelenk für einen
übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle,
unkomplizierte Bestellung


Nachverfolgbar durch eigene **Serien-Nummer**

Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**


Abb. links





Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.



Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt		KAFO	HKAFO		Artikel-Nr.
Indi-Strecker-25-Plus		bis 30 kg	bis 25 kg		Strecker-25-Plus
Indi-Strecker-28		bis 40 kg	bis 35 kg		Strecker-28
Indi-Strecker-30		bis 50 kg	bis 45 kg		Strecker-30
Indi-Strecker-30-Plus		bis 70 kg	bis 60 kg		Strecker-30-Plus
Indi-Strecker-34		bis 85 kg	bis 85 kg		Strecker-34

								
gesperrt	Streckung in 5°	Beugung in 115°	rückverlagert	modular	Kraftunterstützung	kein Feilen nötig	geräuschedämpft	wasserbeständig



Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de