

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie

Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Konso-5-Move-5-N



Ausstattung

Mit **federndem Druckstück** zur optionalen temporären Öffnung der Sperre

+ **Die Krafteinheit** unterstützt das Kniegelenk in der Streckung und hilft während des Sitz- und Aufrichtvorgangs.

+ Durch Drehung **des Hebelknochens** kann von **95 bis 115 Grad Beugewinkelanschlag** variiert werden.

+ Durch Verändern **des Krafthebels** kann die Streckkraft über **7 Positionen** reduziert oder erhöht werden.

Gedämpfter Beugeanschlag

Unterschiedliche Kräfte verfügbar

Flache Basisaufnahme für nachträgliches Ergänzen

Beim Kombiprodukt werden zwei **unterschiedliche Basisaufnahmen** ausgeliefert.




Abb. links


Basis

Komplett montiert mit allen benötigten Teilen als Funktionsergänzung für ein Konso Kniegelenk


Als Kombiprodukt mit einem Konso Kniegelenk für einen übersichtlichen Kostenvoranschlag und eine schnelle, unkomplizierte Bestellung

Nachverfolgbar durch eigene **Serien-Nummer**



Übersichtlich bebilderte **Gebrauchsanweisung**




Wir empfehlen bei der Auswahl unseren Konfigurator zu benutzen.
Bei der Konfiguration wird unter anderem das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße berücksichtigt.




Gewichtsklassifizierung (Körpergewicht)

Artikel-Nr. Kombiprodukt		KAFO	HKAFO / RGO		Artikel-Nr.
Konso-5-Move-5-N-25		bis 20 kg	bis 15 kg		Move-5-N-25
Konso-5-Move-5-N-28		bis 30 kg	bis 20 kg		Move-5-N-28
Konso-5-Move-5-N-30		bis 35 kg	bis 30 kg		Move-5-N-30
Konso-5-Move-5-N-32		bis 50 kg	bis 40 kg		Move-5-N-32
Konso-5-Move-5-N-36		bis 70 kg	bis 60 kg		Move-5-N-36
Konso-5-Move-5-N-40		bis 85 kg	bis 85 kg		Move-5-N-40

Konso-5 mit Schwung | Konso-5 gerade

 gesperrt	 Streckung in	 Beugung in	 rückverlagert	 modular	 Kraftunterstützung	 kein Feilen nötig	 Sperrmechanismus	 wasserbeständig
---	---	---	--	--	---	--	---	--



Kontakt

Sie erreichen uns
telefonisch
per Fax
per E-Mail
Post- und Lieferadresse
bei technischen Fragen

von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwchuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de