

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie


Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026


Unterwegs mit dem Separator

Unsere Separatoren ermöglichen die einfache Trennung zum Beispiel einer KAFO in eine AFO. Dadurch lässt sich die AFO flexibel in verschiedenen Alltagssituationen nutzen, etwa im Zug, im Auto, im Rollstuhl oder auf dem Fahrrad. In diesen Situationen kann eine über das Knie hinausreichende Orthese einschränkend und unpraktisch sein. Anschließend lässt sich die Orthese jedoch schnell wieder zusammenkoppeln.



An- und Ausziehen sowie Erweitern oder Reduzieren mit dem Separator

Das Anziehen einer Gehorthese sollte möglichst einfach gestaltet sein, da es sich um eine alltägliche Handlung handelt. Je unkomplizierter dieser Vorgang ist, desto selbstverständlicher lässt er sich in den Alltagssituationen integrieren. Dies steigert nicht nur die Selbstständigkeit, sondern verbessert auch die Lebensqualität aller Beteiligten. Die Trennung und Kopplung von Gehorthesen eröffnet dem Anwender vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Alltag. So kann das Oberteil für **längere Gehstrecken** gekoppelt werden, während es für **therapeutische Zwecke** gezielt entfernt werden kann. Gleichzeitig ermöglicht das zweiteilige System ein intuitives, anwenderfreundliches An- und Ausziehen, sowohl selbstständig als auch mit Unterstützung. Dabei bleibt die Orthese schnell und sicher koppelbar.



KAFO für mehr Kniestabilität

KAFO mit Kraftunterstützung
für die Therapie z.B. AFO

unterstützend im Sitzen anziehen



von 9 Uhr – 17 Uhr
+49 (0) 89/90 47 57 50
+49 (0) 89/90 47 57 55
kontakt@ortho-systems-mail.de
Merowingerstr. 14, D-85551 Kirchheim
Jeff Matwischuk und Thomas Böckh

www.ortho-systems-bewegt.de